

# KERN 344-076

# KERN

Gewichtenset, M1, 1 g; 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Merk             | KERN          |
| Productcategorie | Set gewichten |
| Productgroep     | OIML M1       |

## Meetsysteem

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g; 2 kg |
| Testgewicht OIML klasse       | M1        |

## Ontwerp

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Materiaal             | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |
| Bouwworm gewicht      | Knop                                 |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing               |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 278x180x138 mm |
| Nettogewicht ca.              | 6 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 6 kg           |
| Verzendgewicht                | 5,55 kg        |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-620 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie                  | 962-620 |