


KERN 346-022-005



Gewichtenmand voor blokgewichten of andere testgewichten (controlegewichten), afgesteld naar OIML-klasse M1



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Reserve onderdelen
Productgroep	Reserveonderdelen

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
Bouwworm gewicht	Gewichtenmand

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1000×500×500 mm
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	50 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-645
-------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD

