


# KERN 346-042-008



Gewichtenmand voor blokgewichten of andere testgewichten (controlegewichten), afgesteld naar OIML-klasse M1



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Reserve onderdelen
Productgroep	Reserveonderdelen

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	40 kg
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Materiaal	edelstaal
Bouwworm gewicht	Gewichtenmand

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1000×500×500 mm
Nettogewicht ca.	40 kg
Brutogewicht ca.	40 kg
Verzendgewicht	50 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-646
-------------------------------------	---------

## Piktogramme

### STANDARD

