


KERN 346-055-009



Gewichtenmand voor blokgewichten of andere testgewichten (controlegewichten), afgesteld naar OIML-klasse M1



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Reserve onderdelen
Productgroep	Reserveonderdelen

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
Bouwworm gewicht	Gewichtenmand

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1040×635×370 mm
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-646
-------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD

