

KERN 346-080-600



F1-M3 Aluminium koffer voor blokgewichten 20 kg Block



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Aluminium etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F1-M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	20 kg Block
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Blok

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	310×195×182 mm
Materiaal	aluminium

Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	310×195×182 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	2,2 kg

Piktogramme