

KERN 346-08

Poids individuel, Classe OIML M1, 20 kg, Bloc, inox

KERN



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1 g
Poid de contrôle - valeur nominale	20 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	231
Poid de contrôle - volume (cm ³)	2778

Forme de construction

Dimensions poids (L×P×H)	233×115×147 mm
Matériau	inox
Forme poid	Bloc

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	233×115×145 mm
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	20 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-645
Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-645