

KERN 347-01

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 1 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-631

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 g
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0016
Testgewicht - volume (cm ³)	0,125

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-631
------------------------------------------------------	---------