

KERN 347-025



Poids individuel, Classe OIML M1, 2 g, Poids des créneaux, inox finement tourné (OIML)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1,2 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	2 g
Poid de contrôle OIML classe	M1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0048
Poid de contrôle - volume (cm ³)	0,2381

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	13×3,7 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Poids des créneaux

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	13×13×3,7 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-632
--	---------

Piktogramme