

KERN 347-03



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie

962-633

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 mg
Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0078
Testgewicht - volume (cm ³)	0,625

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	8×16,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×16 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-633
--	---------