

# KERN 347-06

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-636

Piktogramme

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	3 mg
Testgewicht - nominale waarde	50 g
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0781
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	6,25

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	18×29,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×29 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-636
--	---------