

# KERN 347-070-400



F1 - M3 Kunststof etui voor afzonderlijke gewichten 50 g - 100 g



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Kunststof etui

## Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	50 g - 100 g
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	24×51 mm
Materiaal	kunststoffen

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

