

KERN 347-075-100

KERN

Tige de support, Classe OIML M1, 100 g, inox finement tourné (OIML)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	5 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	100 g
Poid de contrôle OIML classe	M1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,2409
Poid de contrôle - volume (cm ³)	11,9048

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	26×238 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Tige de support

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	26×26×238 mm
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-637
--	---------

Piktogramme