

# KERN 347-08

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor DAkS-  
kalibratie 962-638

Piktogramme

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 mg
Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,3125
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	25

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	28×48,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×48 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-638
--	---------