

# KERN 347-090-400

F1 - M3 Étui en plastique pour poids individuels 500 g



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en plastique

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	F1 - M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	57×74 mm
Matériau	plastiques

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	57×57×74 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

