

# KERN 347-090-400

**KERN**

F1 - M3 Kunststof etui voor afzonderlijke gewichten 500 g



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Kunststof etui

## Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	500 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	57×74 mm
Materiaal	kunststoffen

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	57×57×74 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

