

# KERN 347-095-100

**KERN**

Steunstang, OIML-klasse M1, 500 g, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	59,5238

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	40×645 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Steunstang

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	40×40×645 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-639
-------------------------------------	---------

## Piktogramme