

# KERN 347-095



Poids individuel, Classe OIML M1, 500 g, Poids des créneaux, inox finement tourné (OIML)



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M1

## Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	25 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	500 g
Poid de contrôle OIML classe	M1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Poid de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> )	59,5238

## Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	48×38 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Poids des créneaux

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	48×48×38 mm
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,50 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-639
--	---------

## Piktogramme