

# KERN 347-09

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor DAkS-  
kalibratie 962-639

Piktogramme

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	62,5

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	38×66 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×66 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-639
--	---------