

# KERN 347-1 15-100

**KERN**

Steunstang, OIML-klasse M1, 1 kg, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	2,4093
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	119,0476

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	60×1030 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Steunstang

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×1030 mm
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-641
-------------------------------------	---------

## Piktogramme