

KERN 347-120-400

F1 - M3 Kunststof etui voor afzonderlijke gewichten 2 kg



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Kunststof etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	2 kg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	72×115 mm
Materiaal	kunststoffen

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	72×72×115 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

