

KERN 347-125

Poids individuel, Classe OIML M1, 2 kg, Poids des créneaux, inox finement tourné (OIML)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	100 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	2 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	4,8186
Poid de contrôle - volume (cm ³)	238,0952

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	80×52 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Poids des créneaux

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	80×80×52 mm
Poids net env.	2,0 kg
Poids brut env.	2,0 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-642
--	---------

Piktogramme