

KERN 347-13

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-643

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	7,8125
Testgewicht - volume (cm ³)	625

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	80×147 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×147 mm
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-643
--	---------