

KERN 347-151

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 20 kg, Contrôler le poids, inox finement tourné (OIML)



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1 g
Poid de contrôle - valeur nominale	20 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	31,25
Poid de contrôle - volume (cm ³)	2500

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	136×217 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Contrôler le poids

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	137×137×217 mm
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	20 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-645
--	---------