

KERN 347-445-100

Steunstang, OIML-klasse M1, 10 g, aluminium

KERN



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2 mg
Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0241
Testgewicht - volume (cm ³)	1,1905

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	14×118 mm
Materiaal	aluminium
Bouwworm gewicht	Steunstang

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	14×14×118 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-634
-------------------------------------	---------