


# KERN 348-03

# KERN

Poids milligrammes, M1, 5 mg, Plaquette, inox poli (OIML)



## Piktogramme

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M1

### Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,2 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	5 mg
Poid de contrôle OIML classe	M1

### Forme de construction

Dimensions poids (L×P×H)	6×6×3 mm
Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Plaquette

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	6×6×3 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

### Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-653
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-653