

KERN 348-09

KERN

Poids milligrammes, M1, 500 mg, Plaquette, inox poli (OIML)



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,8 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	500 mg
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Dimensions poids (L×P×H)	12×12×4 mm
Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Plaquette

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	12×12×4 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-659
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-659