

KERN 354-02

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g; 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in een houten kist



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 50 g
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	120x50x40 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-615
-------------------------------------	---------

Piktogramme