

KERN 354-036



Gewichtenset, M2, 1 g; 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 100 g
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	165x125x75 mm
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-616
-------------------------------------	---------

Piktogramme