

# KERN 354-046



Gewichtenset, M2, 1 g; 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 200 g
Testgewicht OIML klasse	M2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	190x130x80 mm
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-617
-------------------------------------	---------

## Piktogramme