

KERN 354-04

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g; 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 200 g
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	125x80x70 mm
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-617
-------------------------------------	---------

Piktogramme