

# KERN 354-056

Jeu de poids, M2, 1 g; 500 g, Bouton, inox finement tourné, dans un boîtier en aluminium



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M2

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 500 g
Poid de contrôle OIML classe	M2

## Forme de construction

Matériau	inox finement tourné
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-618
----------------------------------------	---------

## Piktogramme