

KERN 354-05

Gewichtenset, M2, 1 g; 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 500 g
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	170x80x80 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-618
-------------------------------------	---------

Piktogramme