

KERN 354-066



Gewichtenset, M2, 1 g; 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 1 kg
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230x140x110 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-619
-------------------------------------	---------

Piktogramme