

# KERN 354-06

Gewichtenset, M2, 1 g; 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 1 kg
Testgewicht OIML klasse	M2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230x180x110 mm
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-619
-------------------------------------	---------

## Piktogramme