

KERN 354-076

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g; 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 2 kg
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	278x180x138 mm
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-620
-------------------------------------	---------

Piktogramme