

# KERN 354-07

Gewichtenset, M2, 1 g; 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



## Categorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Merk             | KERN          |
| Productcategorie | Set gewichten |
| Productgroep     | OIML M2       |

## Meetsysteem

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g; 2 kg |
| Testgewicht OIML klasse       | M2        |

## Ontwerp

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Materiaal             | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |
| Bouwworm gewicht      | Knop                                 |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist                   |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 310x180x140 mm |
| Nettogewicht ca.              | 10 kg          |
| Brutogewicht ca.              | 10 kg          |

## Diensten

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-620 |
|-------------------------------------|---------|

## Piktogramme