

# KERN 354-420-200

# KERN

F2 + M1 + M2 + M3 Etui en bois pour Poids milligrammes 1g - 50g



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Etui adapté aux classes OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Etui adapté aux valeurs nominales de poids	1g - 50g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	121×53×40 mm
Matériau	hêtre

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	120×50×40 mm
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d'expédition	0,15 kg

## Piktogramme

STANDARD

