

# KERN 354-450-200

**KERN**

F2 + M1 + M2 + M3 Etui en bois pour Poids milligrammes 1 g - 500 g



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Etui adapté aux classes OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Etui adapté aux valeurs nominales de poids	1 g - 500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	183×82×80 mm
Matériau	hêtre

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	170×80×80 mm
Poids net	0,61 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	0,65 kg
Poids d'expédition	0,61 kg

## Pictogrammes

STANDARD

