

# KERN 357-03



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 5 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M2

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg
Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,012
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,5952

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	8×14 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-633
-------------------------------------	---------