

KERN 357-07

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	16 mg
Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,2409
Testgewicht - volume (cm ³)	11,9048

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	22×37 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-637
-------------------------------------	---------