

KERN 357-09

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	80 mg
Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	1,2046
Testgewicht - volume (cm ³)	59,5238

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	38×63 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	57×57×74 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-639
-------------------------------------	---------