

KERN 362-960-300

M3 Etui en bois pour Poids milligrammes 1 g - 1 kg



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Etui adapté aux classes OIML	M3
Etui adapté aux valeurs nominales de poids	1 g - 1 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	260×95×50 mm
Matériau	hêtre

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	260×95×45 mm
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	0,65 kg
Poids d'expédition	0,65 kg

Piktogramme

STANDARD

