

# KERN 362-96

# KERN

Jeu de poids, M3, 1 g; 1 kg, acier inox (1 g - 50 g) et fonte laquée ( $\geq 100$  g), bouton ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) et cylindre (100 g, 200 g), dans un bloc de bois



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M3

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	M3

## Forme de construction

Matériau	fonte laquée
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un bloc de bois

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	260×95×45 mm
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	2,8 kg
Poids d'expédition	2,75 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-619
----------------------------------------	---------

## Piktogramme

STANDARD

