

KERN 362-96

Gewichtenset, M3, 1 g; 1 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt (≥ 100 g), knop (≤ 50 g, ≥ 500 g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M3

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 1 kg
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een blok hout

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	260×95×45 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	2,75 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-619
-------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD

