

# KERN 362-970-300

M3 Etui en bois pour Poids milligrammes 1 g - 2 kg



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Etui adapté aux classes OIML	M3
Etui adapté aux valeurs nominales de poids	1 g - 2 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	340×120×60 mm
Matériau	hêtre

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	340×120×60 mm
Poids net	1,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	1,3 kg

## Pictogrammes

STANDARD

