

KERN 362-980-300

M3 Etui en bois pour Poids milligrammes 1 g - 5 kg



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Etui adapté aux classes OIML	M3
Etui adapté aux valeurs nominales de poids	1 g - 5 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	390×150×70 mm
Matériau	hêtre

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	400×150×70 mm
Poids net	2,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,2 kg
Poids brut env.	2,2 kg
Poids d'expédition	2,2 kg

Pictogrammes

STANDARD

