

KERN 362-98

Jeu de poids, M3, 1 g; 5 kg, acier inox (1 g - 50 g) et fonte laquée (≥ 100 g), bouton (≤ 50 g, ≥ 500 g) et cylindre (100 g, 200 g), dans un bloc de bois



Catégorie

| | |
|----------------------|--------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produit | Jeu de poids |
| Groupe de produit | OIML M3 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 g; 5 kg |
| Poid de contrôle OIML classe | M3 |

Forme de construction

| | |
|----------------------|----------------------|
| Matériau | fonte laquée |
| Forme poid | Bouton |
| Étui du jeu de poids | dans un bloc de bois |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 400×150×70 mm |
| Poids net env. | 14 kg |
| Poids brut env. | 14 kg |
| Poids d'expédition | 13,2 kg |

Services

| | |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-621 |
|--|---------|

Piktogramme

STANDARD

