

KERN 362-99

Jeu de poids, M3, 1 g; 10 kg, acier inox (1 g - 50 g) et fonte laquée (≥ 100 g), bouton (≤ 50 g, ≥ 500 g) et cylindre (100 g, 200 g), dans un bloc de bois



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M3

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 10 kg
Poid de contrôle OIML classe	M3

Forme de construction

Matériau	fonte laquée
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un bloc de bois

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	510×150×70 mm
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	24 kg
Poids d'expédition	23,5 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-622
--	---------

Piktogramme

STANDARD

