

# KERN 362-99

Gewichtenset, M3, 1 g; 10 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt ( $\geq 100$  g), knop ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 10 kg
Testgewicht OIML klasse	M3

## Ontwerp

Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een blok hout

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	510x150x70 mm
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	24 kg
Verzendgewicht	23,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-622
-------------------------------------	---------

## Piktogramme

STANDARD

