

KERN 366-79

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 50 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt

KERN



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 g
Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	595,12
Testgewicht - volume (cm ³)	7042,2535

Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	310×155×192 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Blok Eco

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	310×155×192 mm
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-646
Artikelnummer voor DAKkS-kalibratie	962-646